

RosetteSep™ DM-M Density Medium



Scientists Helping Scientists™ | [WWW.STEMCELL.COM](http://www.stemcell.com)

TOLL FREE PHONE 1 800 667 0322 • PHONE +1 604 877 0713

INFO@STEMCELL.COM • TECHSUPPORT@STEMCELL.COM

FOR GLOBAL CONTACT DETAILS VISIT OUR WEBSITE

Catalog #15725 100 mL

Document #1000009601 | Version 02

ENGLISH

Product Description

RosetteSep™ DM-M Density Medium is a density separation medium designed specifically for use as part of the RosetteSep™ HLA Myeloid Cell Enrichment Kit (Catalog #15272HLA) for the enrichment of human myeloid (CD33+) cells from whole blood.

Quality Control

RosetteSep™ DM-M Density Medium is manufactured using aseptic technique and tightly controlled processes.

Each lot of RosetteSep™ DM-M Density Medium is sterility tested according to USP methods.

Properties

Storage: Store at 15 - 25°C. Storage at 2 - 8°C is acceptable, but ensure that the medium equilibrates to 15 - 25°C and invert bottle to mix contents before use. Keep protected from direct light.

Shelf Life: Product stable at 15 - 25°C until expiry date as indicated on label.

Density: 1.085 g/mL

Directions for Use

For detailed instructions, refer to the Product Information Sheet for RosetteSep™ HLA Myeloid Cell Enrichment Kit (Document #1000003559).

NOTE: Do not use RosetteSep™ DM-M Density Medium with any other RosetteSep™ enrichment kits. The density of RosetteSep™ DM-M Density Medium is not optimized for the isolation of other cell types.

Technical Assistance

For technical support, contact us by email at techsupport@stemcell.com, or call either +1.604.877.0713 or the European toll-free number 00800 7836 2355. For more information visit www.stemcell.com.

If you require a printed copy or a translated version of this document in a certain language, contact us at techsupport@stemcell.com.

PRODUCTS ARE FOR RESEARCH USE ONLY AND NOT INTENDED FOR HUMAN OR ANIMAL DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USES UNLESS OTHERWISE STATED. FOR ADDITIONAL INFORMATION ON QUALITY AT STEMCELL, REFER TO WWW.STEMCELL.COM/COMPLIANCE.

Copyright © 2021 by STEMCELL Technologies Inc. All rights reserved including graphics and images. STEMCELL Technologies & Design, STEMCELL Shield Design, Scientists Helping Scientists, and RosetteSep are trademarks of STEMCELL Technologies Canada Inc. Lymphoprep is a trademark of Alere Technologies. All other trademarks are the property of their respective holders. While STEMCELL has made all reasonable efforts to ensure that the information provided by STEMCELL and its suppliers is correct, it makes no warranties or representations as to the accuracy or completeness of such information.

For Technical Assistance

Tel: +1.604.877.0713

European toll-free-number: 00800 7836 2355

E-mail: techsupport@stemcell.com

Document #1000009601

Version 02

2021

RosetteSep™ DM-M Density Medium



Scientists Helping Scientists™ | WWW.STEMCELL.COM

TOLL FREE PHONE 1 800 667 0322 • PHONE +1 604 877 0713

INFO@STEMCELL.COM • TECHSUPPORT@STEMCELL.COM

FOR GLOBAL CONTACT DETAILS VISIT OUR WEBSITE

Catalog #15725 100 mL

Document #1000009601 | Version 02

FRANÇAIS

Description du Produit

RosetteSep™ DM-M Density Medium est un milieu permettant une séparation sur gradient de densité. Ce produit est spécialement conçu pour une utilisation avec le RosetteSep™ HLA Myeloid Cell Enrichment Kit (Référence N° 15272HLA) pour l'enrichissement de cellules myéloïdes humaines (CD33+) tirées de sang total.

Contrôle de la Qualité

RosetteSep™ DM-M Density Medium est fabriqué en milieu stérile au moyen de processus strictement contrôlés.

Chaque lot de RosetteSep™ DM-M Density Medium est testé pour la stérilité selon les méthodes USP.

Propriétés

Conservation: Conserver entre 15 et 25°C. La conservation entre 2 et 8°C est acceptable, mais vérifier que le milieu de gradient s'équilibre à une température de 15 à 25°C et retourner la bouteille afin de mélanger le contenu avant utilisation. Protéger de la lumière directe.

Stabilité: Le produit est stable entre 15 et 25°C jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'étiquette.

Densité: 1.085 g/mL

Mode d'Emploi

Pour obtenir des instructions détaillées, référez-vous à la Fiche d'informations produit de RosetteSep™ HLA Myeloid Cell Enrichment Kit (Document N° 1000003559).

REMARQUE : Ne pas utiliser avec tout autre kit d'enrichissement RosetteSep™. La densité de RosetteSep™ DM-M Density Medium n'est pas optimisée pour l'isolation d'autres types de cellules.

Assistance Technique

Pour joindre l'assistance technique, prendre contact avec nous à l'adresse techsupport@stemcell.com ou par téléphone au numéro +1.604.877.0713 ou le numéro sans frais européenne 00800 7836 2355. Pour obtenir de plus amples informations, visiter le site www.stemcell.com.

Si vous avez besoin d'une copie imprimée ou d'une version de ce document dans une certaine langue, contactez-nous sur techsupport@stemcell.com.

LES PRODUITS SONT À USAGE DE RECHERCHE UNIQUEMENT ET NON DESTINÉS À DES USAGES DIAGNOSTIQUES OU THÉRAPEUTIQUES HUMAINS OU ANIMAUX, SAUF INDICATION CONTRAIRE. POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA QUALITÉ CHEZ STEMCELL, CONSULTEZ WWW.STEMCELL.COM/COMPLIANCE.

Copyright © 2021 de STEMCELL Technologies Inc. Tous droits réservés, y compris les graphiques et les images. STEMCELL Technologies & Design, STEMCELL Shield Design, Scientists Helping Scientists, et RosetteSep sont des marques de commerce de STEMCELL Technologies Canada Inc. Lymphoprep est une marque commerciale de Alere Technologies. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. STEMCELL a déployé tous les efforts raisonnables pour s'assurer que les renseignements fournis par STEMCELL et ses fournisseurs sont corrects; toutefois, la société ne donne aucune garantie ni ne fait aucune déclaration concernant l'exactitude ou l'exhaustivité desdits renseignements.

For Technical Assistance

Tel: +1.604.877.0713

European toll-free-number: 00800 7836 2355

E-mail: techsupport@stemcell.com

Document #1000009601

Version 02

2021

RosetteSep™ DM-M Density Medium



Scientists Helping Scientists™ | WWW.STEMCELL.COM

TOLL FREE PHONE 1 800 667 0322 • PHONE +1 604 877 0713

INFO@STEMCELL.COM • TECHSUPPORT@STEMCELL.COM

FOR GLOBAL CONTACT DETAILS VISIT OUR WEBSITE

Catalog #15725 100 mL

Document #10000009601 | Version 02

ESPAÑOL

Descripción del Producto

RosetteSep™ DM-M Density Medium es un medio de separación de densidad diseñado específicamente para su uso con RosetteSep™ HLA Myeloid Cell Enrichment Kit (No. de catálogo 15272HLA) para el enriquecimiento de células mieloides humanas (CD33+) de sangre total.

Control de Calidad

RosetteSep™ DM-M Density Medium se fabrica de forma aséptica con procesos estrictamente controlados.

Cada lote de RosetteSep™ DM-M Density Medium se somete a pruebas de esterilidad según los métodos USP (farmacopea estadounidense).

Propiedades

Almacenamiento: Almacenar a una temperatura entre 15 y 25°C. El almacenamiento a temperaturas entre 2 y 8°C es aceptable, pero es necesario asegurarse de que el medio se atempera entre 15 y 25°C e invertir el frasco para mezclar el contenido antes de su uso. Proteger de la luz directa.

Estabilidad: El producto permanece estable a una temperatura entre 15 y 25°C hasta la fecha de vencimiento indicada en la etiqueta.

Densidad: 1.085 g/mL

Instrucciones de Uso

Para instrucciones detalladas, consulte el prospecto de RosetteSep™ HLA Myeloid Cell Enrichment Kit (No. de documento 10000003559).

NOTA: No utilice RosetteSep™ DM-M Density Medium con ningún otro kit de enriquecimiento RosetteSep™. La densidad de RosetteSep™ DM-M Density Medium no está optimizada para el aislamiento de otro tipo de células.

Asistencia Técnica

Si necesita asistencia técnica, envíenos un correo electrónico a techsupport@stemcell.com o llame al +1.604.877.0713, o llame al número gratuito Europea 00800 7836 2355. Para más información, visite www.stemcell.com.

Si necesita una copia impresa o una versión traducida de este documento, contáctenos en techsupport@stemcell.com.

LOS PRODUCTOS SON SOLO PARA USO EN INVESTIGACIONES Y NO ESTÁN PREVISTOS PARA DIAGNÓSTICO HUMANO NI ANIMAL, NI USOS TERAPÉUTICOS, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO. PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA CALIDAD EN STEMCELL, REMÍTASE A WWW.STEMCELL.COM/COMPLIANCE.

Copyright © 2021 de STEMCELL Technologies Inc. Todos los derechos reservados incluyendo los gráficos e imágenes. STEMCELL Technologies & Design, STEMCELL Shield Design, Scientists Helping Scientists, y RosetteSep son marcas comerciales de STEMCELL Technologies Canada Inc. Lymphoprep es una marca comercial de Alere Technologies. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. Si bien STEMCELL ha hecho todos los esfuerzos razonables para garantizar que la información proporcionada por STEMCELL y sus proveedores sea correcta, no garantiza ni se manifiesta en relación con la exactitud o integridad de tal información.

RosetteSep™ DM-M Density Medium



Scientists Helping Scientists™ | WWW.STEMCELL.COM

TOLL FREE PHONE 1 800 667 0322 • PHONE +1 604 877 0713

INFO@STEMCELL.COM • TECHSUPPORT@STEMCELL.COM

FOR GLOBAL CONTACT DETAILS VISIT OUR WEBSITE

Catalog #15725 100 mL

Document #10000009601 | Version 02

ITALIANO

Descrizione del Prodotto

RosetteSep™ DM-M Density Medium è un mezzo di separazione della densità destinato all'uso all'interno del RosetteSep™ HLA Myeloid Cell Enrichment Kit (Nr. di catalogo 15272HLA) per l'arricchimento delle cellule mieloidi umane (CD33+) dal sangue umano intero.

Controlli di Qualità

RosetteSep™ DM-M Density Medium è prodotto utilizzando una tecnica asettica e dei processi altamente controllati.

Ogni lotto di RosetteSep™ DM-M Density Medium è sottoposto a test sulla sterilità conformi ai metodi USP.

Proprietà

Conservazione: Conservare a una temperatura di 15 - 25°C. Lo stoccaggio a 2 - 8°C è accettabile, ma accertarsi che il mezzo si equilibri a 15 - 25°C e rovesciare il contenitore per mischiare il contenuto prima dell'uso. Tenere lontano dalla luce diretta.

Stabilità: Prodotto stabile a 15 - 25°C fino alla data di scadenza indicata nell'etichetta.

Densità: 1.085 g/mL

Indicazioni di Utilizzo

Per istruzioni dettagliate, fare riferimento al Foglio informativo per RosetteSep™ HLA Myeloid Cell Enrichment Kit (Nr. di documento 10000003559).

NOTA BENE: Non utilizzare con altri kit di arricchimento RosetteSep™. La densità di RosetteSep™ DM-M Density Medium non è ottimizzata per l'isolamento di questi tipi di cellule.

Assistenza Tecnica

Per assistenza tecnica, contattarci per e-mail all'indirizzo techsupport@stemcell.com o telefonare al numero +1.604.877.0713, o al numero verde europeo 00800 7836 2355. Per ulteriori informazioni, visitare www.stemcell.com.

Se avete bisogno di una copia stampata oppure di una versione tradotta di questo documento in una certa lingua, contattaci a techsupport@stemcell.com.

I PRODOTTI SONO SOLO PER UTILIZZO DI RICERCA E NON DESTINATI AD USI DIAGNOSTICI O TERAPEUTICI UMANI O ANIMALI SE NON DIVERSAMENTE INDICATO. PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA QUALITÀ PRESSO STEMCELL, FARE RIFERIMENTO A WWW.STEMCELL.COM/COMPLIANCE.

Copyright © 2021 di STEMCELL Technologies Inc. Tutti i diritti riservati, compresa grafica e immagini. STEMCELL Technologies & Design, STEMCELL Shield Design, Scientists Helping Scientists, e RosetteSep sono marchi commerciali di STEMCELL Technologies Canada Inc. Lymphoprep è un marchio di fabbrica di Alere Technologies. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi detentori. Sebbene STEMCELL abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per assicurarsi che le informazioni fornite da STEMCELL e dai suoi fornitori sono corrette, non si danno garanzie né assicurazioni in merito all'accuratezza o completezza di tali informazioni.

RosetteSep™ DM-M Density Medium

Catalog #15725 100 mL

Document #1000009601 | Version 02



Scientists Helping Scientists™ | WWW.STEMCELL.COM

TOLL FREE PHONE 1 800 667 0322 • PHONE +1 604 877 0713

INFO@STEMCELL.COM • TECHSUPPORT@STEMCELL.COM

FOR GLOBAL CONTACT DETAILS VISIT OUR WEBSITE

DEUTSCH

Produktbeschreibung

RosetteSep™ DM-M Density Medium ist ein Dichtemedium, das spezifisch für die Verwendung von RosetteSep™ HLA Myeloid Cell Enrichment Kit (Katalognr. 15272HLA) zur Anreicherung humaner myeloider (CD33+) Zellen aus Vollblut hergestellt wurde.

Qualitätskontrolle

Der RosetteSep™ DM-M Density Medium wird unter aseptischen Bedingungen und mittels streng kontrollierter Verfahren hergestellt. Jede Charge RosetteSep™ DM-M Density Medium wird gemäß USP-Verfahrensweisen auf Sterilität getestet.

Eigenschaften

Lagerung: Bei 15 - 25°C aufbewahren. Eine Lagerung bei 2 - 8°C ist zulässig, aber es ist zu gewährleisten, dass das Medium vor der Anwendung auf 15 - 25°C erwärmt wird. Bitte stellen Sie die Flasche vor der Nutzung einige Zeit auf den Kopf, damit sich der Inhalt vermischen kann. Vor direkter Lichteinstrahlung schützen.

Stabilität: Produktstabilität bei 15 - 25°C bis zum auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum.

Dichte: 1.085 g/mL

Anwendungshinweise

Lesen Sie die genauen Anleitungen in der Produktinformation für das RosetteSep™ HLA Myeloid Cell Enrichment Cocktail (Dokument #1000003559).

HINWEIS: Sollte nicht mit anderen RosetteSep™ Anreicherungssets verwendet werden. Die Dichte von RosetteSep™ DM-M Density Medium wurde nicht für die Isolierung anderer Zelltypen optimiert.

Technische Unterstützung

Weitere technische Unterstützung erhalten Sie, indem Sie eine E-Mail an techsupport@stemcell.com senden, oder telefonisch unter +1.604.877.0713, oder der Europäischen gebührenfreie Telefonnummer 00800 7836 2355.

Weitere Informationen finden Sie unter www.stemcell.com.

Wenn Sie ein gedrucktes Exemplar oder eine übersetzte Version dieses Dokuments in einer bestimmten Sprache benötigen, kontaktieren Sie uns unter techsupport@stemcell.com.

DIE PRODUKTE SIND NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE UND NICHT FÜR DIE DIAGNOSTISCHE ODER THERAPEUTISCHE ZWECKE BEIM MENSCH ODER TIER BESTIMMT, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN. WEITERE INFORMATIONEN ZUR QUALITÄT BEI STEMCELL FINDEN SIE AUF WWW.STEMCELL.COM/COMPLIANCE.

Copyright © 2021 by STEMCELL Technologies Inc. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich Grafiken und Abbildungen. STEMCELL Technologies & Design, STEMCELL Shield Design, Scientists Helping Scientists, und RosetteSep sind eingetragene Handelsmarken der STEMCELL Technologies Canada Inc. Lymphoprep ist eine Marke der Alere Technologies. Alle anderen Handelsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. STEMCELL hat sich zwar angemessen bemüht sicherzustellen, dass die von STEMCELL und deren Zulieferern zur Verfügung gestellten Informationen zutreffend sind, leistet jedoch keine Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen.